



## WERKSTOFFBLATT

### CCG® Stabilisator

**Grundmaterial:** Reintitan, nach ASTM F67, Grade 4



### Chemische Zusammensetzung

Grundmaterial

#### **ASTM F67, Grade 4**

O <sub>2</sub>	max. 0,40%
Fe	max. 0,50%
C	max. 0,08%
N <sub>2</sub>	max. 0,05%
H <sub>2</sub>	max. 0,015%
Ti	Rest

**Oberfläche:** Rau gestrahlt Ra 2–4 µm