



ANA  NOVA

ALPHA PFANNE®

Bewährte moderne Press-Fit Pfanne

Die zementfreie ANA.NOVA® Alpha Pfanne® folgt dem Prinzip von modernen Pressfit – Pfannen.

Das Übermaß der ANA.NOVA Alpha Pfanne® mit Polabflachung steigt kontinuierlich an. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Kräfteinleitung sowie eine hohe Knochenkontaktfläche in der subchondralen, lastübertragenden Knochenzone. Diese moderne Press-Fit Pfanne erlaubt eine knochen sparende Präparation des Implantatlagers. Durch ihre bewährte Makrostruktur wird eine hohe Primär- und Sekundärstabilität erreicht.

Die Osseointegration der Pfanne wird zusätzlich durch eine mikrokristalline, vollflächige, bioaktive Calciumphosphat-Beschichtung wesentlich unterstützt und beschleunigt. Die OP-Technik entspricht der einer klassischen Pressfit-Pfanne mit einer acetabulären Abstützung an den drei Knochenpfeilern des os illi, os ischii und os pubis.

MADE IN  
*Austria*



## 1. ANA.NOVA® ALPHA PFANNE®

- Am Markt seit 2013
- Reintitan, Grade 2 nach ISO 5832-2
- Optimierte Pressfitwirkung mit Polabflachung. Erzielt durch ihr spezielles Design eine gleichmäßige Kräfteinleitung und eine hohe Knochenkontaktfläche durch einen kontinuierlichen Anstieg des Übermaßes
- Makrostrukturierte Pfannenoberfläche
- Mikrokristalline bioaktive Calciumphosphat-Beschichtung CERANOVA®
- Ein Pfannendesign für PE- und Keramik - Einsätze
- Kugelkopfdurchmesser 36mm bereits ab Pfannengröße 50mm möglich
- Integrierte Polabflachung mit Verschlusschraube zur Kontrolle der Setztiefe



## 2. IMPLANTATE & INSTRUMENTE

### ANA.NOVA® Alpha Pfanne® Implantate

Art. Nr.	Größe
76046	Alpha Pfanne® 46/39
76048	Alpha Pfanne® 48/39
76050	Alpha Pfanne® 50/44
76052	Alpha Pfanne® 52/44
76054	Alpha Pfanne® 54/44
76056	Alpha Pfanne® 56/48
76058	Alpha Pfanne® 58/48
76060	Alpha Pfanne® 60/48
76062	Alpha Pfanne® 62/52
76064	Alpha Pfanne® 64/52

Das Inlay-Sortiment der ANA.NOVA® Alpha Pfanne® ist ident mit dem Sortiment der ANA.NOVA® Hybrid Pfanne und umfasst die Materialien Polyethylen, hochvernetztes Polyethylen mit Vitamin E (Miradur®) und Keramik Einlagen aus BioloX® delta in den Durchmessern von 28, 32, 36 und 40mm.

### ANA.NOVA® Alpha Pfannen® Instrumentarium



Das ANA.NOVA® Alpha Pfannen® Instrumentarium ist Teil des bewährten ANA.NOVA® Baukastensystems. Das hochwertige Instrumentarium kann sowohl für die Versorgung von ANA.NOVA® Hybrid Pfannen als auch von ANA.NOVA® Alpha Pfannen® verwendet werden.

## 3. WEITERE UNTERLAGEN

- Operationstechnik Art. Nr. 860106D
- Reinigungsanleitung Art. Nr. 860501D
- Röntgenschablonen Art. Nr. 860210-28/32/36/40